

Если возникла необходимость в дополнительных насадках для ирригатора **AQUAJET®**, Вы всегда можете приобрести комплект из 2-х дополнительных индивидуальных насадок LD-SA01, а так же комплект из 2-х насадок с гибким распылителем LD-SA02.

Цвета насадок в комплекте: красный, синий, желтый, зеленый.



ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА

Технические характеристики ирригатора полости рта **AQUAJET®** LD-A7:

Питание прибора	220В, 50Гц
Максимальное давление струи воды	не менее 8 атм.
Регулировка напора	плавная, непрерывная
Частота пульсации	1200 имп./мин
Емкость контейнера	500 мл
Количество насадок в комплекте	4 шт.
Гарантийный срок	12 месяцев

Ирригатор **AQUAJET®** LD-A7 соответствует европейским требованиям электробезопасности Директива ЭЭС 73/23/ЕЕС. Прибор успешно прошел клинические испытания в Московском Государственном Медико-Стоматологическом Университете и разрешен к применению в медицинской практике в России, Украине, Беларуси и Казахстане. Не облагается НДС.

Дистрибьютор:

*Подробная информация по телефону
бесплатной горячей линии:
8-800-200-00-37
или в интернете по адресу:
WWW.AQUAJET.RU*

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 E-mail: ld@singaporemail.com

Издание для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций, предназначено для медицинских и фармацевтических работников.

Товар сертифицирован.

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2012

© Зарегистрированные товарные знаки Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

P039/1210/18



*Идеальное средство
для идеальной улыбки*

**LD-A7
AQUAJET**



AQUAJET®

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА PTA LD-A7

По статистике, почти все, в возрасте старше 35 лет, либо уже воспользовались услугами стоматолога-ортопеда, либо в этом нуждаются.

Однако, зубные протезы и коронки невозможно полностью очистить обычной зубной щеткой. Скопление болезнетворных бактерий у основания протезов или коронок приводит к воспалению слизистой полости рта, что может стать причиной отторжения имплантатов, пародонтоза, деминерализации эмали зубов.

Для лечения и профилактики такого рода заболеваний в последние годы большую популярность snискали ирригаторы полости рта.



Ирригатор полости рта **AQUAJET®** эффективно очищает межзубное пространство и слизистую оболочку полости рта. Мощный пульсирующий напор воды смывает остатки пищи и массирует десны, улучшая кровообращение. Специальное устройство насадки позволяет струе воды достичь областей, недоступных при чистке зубной щеткой или нитью.

AQUAJET® особенно необходим для ухода за ортодонтическими и ортопедическими изделиями, такими как:

- КОРОНКИ
- ИМПЛАНТАТЫ
- ПРОТЕЗЫ ЗУБОВ
- АППАРАТЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА

По мнению профессиональных стоматологов, регулярное использование **AQUAJET®** помогает предотвратить образование зубного камня, гингивит и многие болезни пародонта.

Применение ирригатора, наряду с лечебно-профилактическими зубными пастами, ополаскивателями и флоссами, является одним из наиболее эффективных средств профилактики болезней десен, а так же возможных осложнений у пациентов, пользующихся ортодонтическими или ортопедическими изделиями.



Откалиброванный прозрачный пластиковый контейнер удобен для контроля за его наполнением.

Четыре индивидуальные маркированные насадки в комплекте позволяют каждому члену семьи выбрать насадку определенного цвета.



Плавный регулятор напора струи дает возможность использовать прибор для детей и для людей с чувствительной слизистой.

Специальный дизайн задней панели позволяет закрепить прибор на стене, за счет чего достигается дополнительная экономия места и удобство использования.

