

Little Doctor®



*Дышите свободно!*



**ИНГАЛЯТОР  
КОМПРЕССОРНЫЙ**

**LD-211C**

# Little Doctor®

В КОМПЛЕКТЕ ДВЕ МАСКИ  
+ МАСКА  
ДЛЯ САМЫХ  
МАЛЕНЬКИХ!



## ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ **LD-211C**

Для дома и клиники.

Два цветовых исполнения: белый и желтый.

Активируемый вдохом небулайзер.

Отстегивающийся контейнер для хранения аксессуаров.

Производительность получения аэрозоля до 0,20 мл/мин.

Позволяет применять любые ингаляционные растворы.

Средний размер частиц аэрозоля (MMAD) 3 мкм.

Максимальное время непрерывной работы 30 минут.

Объем резервуара для ингаляционного раствора 10 мл.

Бесплатная горячая линия для потребителей: **8-800-200-00-37**

Издание предназначено для медицинских и фармацевтических работников, для распространения на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и на иных подобных мероприятиях.

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD  
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,  
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

[www.LittleDoctor.ru](http://www.LittleDoctor.ru)

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2010  
© Зарегистрированный товарный знак.

P419/1003/01