

Little Doctor®



Дышите свободно!



**ИНГАЛЯТОР
КОМПРЕССОРНЫЙ**

LD-211C

Little Doctor®

В КОМПЛЕКТЕ ДВЕ МАСКИ
+ МАСКА
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ!



ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ **LD-211C**

Для дома и клиники.

Два цветовых исполнения: белый и желтый.

Активируемый вдохом небулайзер.

Отстегивающийся контейнер для хранения аксессуаров.

Производительность получения аэрозоля до 0,20 мл/мин.

Позволяет применять любые ингаляционные растворы.

Средний размер частиц аэрозоля (MMAD) 3 мкм.

Максимальное время непрерывной работы 30 минут.

Объем резервуара для ингаляционного раствора 10 мл.

Бесплатная горячая линия для потребителей: **8-800-200-00-37**

Издание предназначено для медицинских и фармацевтических работников, для распространения на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и на иных подобных мероприятиях.

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

www.LittleDoctor.ru

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2010
© Зарегистрированный товарный знак.

P419/1003/01