



**Профессиональный тонометр.**

Профессиональный прибор для измерения артериального давления.



**Стетоскоп в комплекте.**

Высококачественный металлический стетоскоп входит в комплект прибора.



**D-Ring  
25-36**

**Манжета с кольцом.**

Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



**SHOCK  
PROTECTION**

**Shock Protection.**

Механизм сфигмоманометра с защитой от ударов и автоматической юстировки нуля.



**Воздушный игольчатый клапан.**

Надежный воздушный игольчатый клапан с плавной регулировкой сброса давления.



**Комбинированный тип.**

Для удобства использования манометр совмещен с нагнетателем увеличенного размера.



**Cuff Mark**

**Манжета с размерными метками.**

На манжету нанесены специальные метки для удобства ее использования.



**Нейлоновая сумочка в комплекте.**

Удобная сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения.

ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8-800-200-00-37 (Россия)  
0-800-30-120-80 (Украина)  
8-800-200-00-37 (Беларусь)

Продукт компании:  
**LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.**  
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,  
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

[www.LittleDoctor.ru](http://www.LittleDoctor.ru)

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2008-2016  
© Зарегистрированные товарные знаки. Товар сертифицирован

P300/1603/06



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН. ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО



ОБНОВЛЕННЫЙ  
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

механические  
тонометры

LD

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ**

**LD-61**

Классический тип.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 Металлический стетоскоп в комплекте.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 18-26 см.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-71**

Классический тип.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 Металлический стетоскоп в комплекте.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-91**

Комбинированный тип.  
 Металлический стетоскоп в комплекте.  
 Механизм с защитой от ударов.  
 Механизм автоматической юстировки нуля.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-100**

Классический тип.  
 Большой циферблат диаметром 11 см.  
 Удобный отсек для хранения манжеты.  
 Металлический стетоскоп в комплекте.  
 Манжета для окружности плеча 25-36 см.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (БЕЗ ФОНЕНДОСКОПА)**

**LD-70**

Классический тип.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-70NR**

Классический тип.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 Манжета для окружности плеча 25-40 см.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-80**

Классический тип.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**СУМОЧКА В КОМПЛЕКТЕ**

В комплект всех моделей (за исключением LD-100) входит удобная нейлоновая сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения прибора.



**ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**LD-60**

Классический тип.  
 Встроенный в манжету металлический стетоскоп.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 33-46 см с металлическим фиксирующим кольцом.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-71A**

Классический тип.  
 Металлический anerоидный манометр.  
 Встроенный в манжету металлический стетоскоп.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.  
 Сетчатый фильтр обратного клапана.  
 Воздушный игольчатый клапан.



**LD-81**

Комбинированный тип.  
 Большой легкочитаеваемый циферблат.  
 Встроенный в манжету металлический стетоскоп.  
 Адаптация под правую и левую руку.  
 Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



**МАНЖЕТЫ LD-CUFF**

Приборы LD возможно использовать с любыми из 8 размеров манжет LD-Cuff:

- для новорожденных ..... 7-12 см;
- для младенцев ..... 11-19 см;
- детская ..... 18-26 см;
- взрослая ..... 25-40 см;
- большая взрослая ..... 34-51 см;
- на бедро ..... 40-66 см;
- взрослая (с кольцом) ..... 25-36 см;
- большая взрослая (с кольцом) . . 33-46 см.

