



Профессиональный тонометр.

Профессиональный прибор для измерения артериального давления.



Стетоскоп в комплекте.

Высококачественный металлический стетоскоп входит в комплект прибора.



Манжета с размерными метками.

На манжете нанесены специальные метки для удобства ее использования.



Манжета с кольцом.

Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



Воздушный игольчатый клапан.

Надежный воздушный игольчатый клапан с плавной регулировкой сброса давления.



Комбинированный тип.

Для удобства использования манометр совмещен с нагнетателем увеличенного размера.



Новый технологичный дизайн.

Оптимальные форма и размеры, новое защитное покрытие и облегченные материалы прибора.



Нейлоновая сумочка в комплекте.

Удобная сумочка с текстильной застежкой для повседневного хранения и ношения.

ТЕЛЕФОНЫ БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

- 8-800-200-00-37 (Россия)
- 0-800-30-120-80 (Украина)
- 8-800-200-00-37 (Беларусь)

Продукт компании:
LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
 Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
 Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

www.LittleDoctor.ru

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2008-2010
 © Зарегистрированные товарные знаки. Товар сертифицирован

P300/1010/03



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН. ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО




механические
тонометры

LD

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

LD-60



Тонومتر для домашнего использования.

Классический тип.
Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
Курковый клапан.
Все части прибора не содержат латекса.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 33-46 см с металлическим фиксирующим кольцом.



LD-71



Тонومتر профессиональный.

Классический тип.
Металлический aneroidный манометр.
Металлический стетоскоп в комплекте.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-81



Тонومتر для домашнего использования.

Комбинированный тип.
Большой легкочитаемый циферблат.
Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
Адаптация под обе руки.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



LD-61



Тонومتر профессиональный.

Классический тип.
Металлический стетоскоп в комплекте.
Курковый клапан.
Все части прибора не содержат латекса.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.



LD-71A



Тонومتر для домашнего использования.

Классический тип.
Металлический aneroidный манометр.
Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-91



Тонومتر профессиональный.

Комбинированный тип.
Металлический стетоскоп в комплекте.
Новый технологичный дизайн.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-70



Тонومتر профессиональный.

Классический тип.
Металлический aneroidный манометр.
Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.
Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-70NR



Тонومتر профессиональный.

Классический тип.
Металлический aneroidный манометр.
Манжета для окружности плеча 25-40 см.
Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.
Воздушный игольчатый клапан.



LD-100



Тонومتر профессиональный.

Регулировка наклона дисплея манометра.
Удобная подставка для хранения манжеты.
Манжета для окружности плеча 25-40 см.
Возможность крепления прибора на стене или на штативе.
Большой циферблат диаметром 12 см.
Спиральная трубка длиной 140 см для измерения на большом расстоянии от прибора.
Воздушный игольчатый клапан.



В комплект всех моделей (за исключением LD-100) входит удобная сумочка для повседневного хранения и ношения прибора.