


LD Cardio

Стетоскоп для кардиологов

- Двусторонняя головка из высококачественной нержавеющей стали с большой диафрагмой и колоколом
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Утолщенная Y-образная звукопроводящая трубка
- Бинауральная металлическая трубка с внутренней пружиной
- 3 вида наконечников для ушей и 2 диафрагмы в комплекте
- Именная табличка



Цветовое исполнение CHROME

- Контактные пластиковые насадки черного цвета
- Наконечники для ушей черного цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■

Цветовое исполнение DARK RED

- Контактные пластиковые насадки красного цвета
- Наконечники для ушей красного цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■

LD SteTime

Многофункциональный высококачественный стетоскоп типа SPRAGUE RAPPAPORT

- Двусторонняя металлическая головка
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Кварцевые часы встроенные в головку
- 4 рабочие комбинации от обычного стетоскопа до неонатального
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- 3 вида наконечников для ушей и 3 диафрагмы в комплекте
- Две утолщенные звукопроводящие трубки
- Длина трубок 56 см
- Именная табличка



Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей черного цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■

LD Special

Многофункциональный высококачественный стетоскоп типа SPRAGUE RAPPAPORT

- Двусторонняя металлическая головка
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Большая и малая диафрагмы
- 4 рабочие комбинации от обычного стетоскопа до неонатального
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- 3 вида наконечников для ушей и 4 диафрагмы в комплекте
- Две утолщенные звукопроводящие трубки
- Именная табличка



Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей черного цвета
- Длина трубок 56 или 72 см
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■

Цветовое исполнение BLACK MATT

- Металлические части с напылением матового черного цвета
- Наконечники для ушей черного цвета
- Длина трубок 56 см
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■



Цветовое исполнение GOLD

- Металлические части с напылением золотого цвета
- Наконечники для ушей черного цвета
- Длина трубок 56 см
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■

Бесплатная горячая линия для потребителей:

Россия 8-800-200-00-37, Украина 0-800-30-120-80, Беларусь 8-800-200-00-37

Национальные дистрибьюторы

Казахстан г. Усть-Каменогорск тел.: (+7-3232) 266940
Таджикистан г. Душанбе тел.: (+992-37) 2233155, 2216981
Узбекистан г. Ташкент тел.: (+998-71) 2883717

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

www.LittleDoctor.ru

Издание для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций, предназначено для медицинских и фармацевтических работников.

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2010 © Зарегистрированные товарные знаки.

PO70/1006/05



БЕЗУПРЕЧНАЯ АКУСТИКА. СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН

стетоскопы
серии
LD



Little Doctor®

LD Prof-I

Стетоскоп для врачей и среднего медицинского персонала

- Двусторонняя головка из легкого металла с большой диафрагмой и колоколом
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Контактное резиновое кольцо
- Прочная Y-образная звукопроводящая трубка
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- Мягкие наконечники для ушей

Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей белого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Цветовое исполнение GREEN

- Металлические части с напылением зеленого цвета
- Хромированная металлическая пружина
- Наконечники для ушей зеленого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■

Цветовое исполнение BLUE

- Металлические части с напылением голубого цвета
- Хромированная металлическая пружина
- Наконечники для ушей голубого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■



Модели LD Prof-Plus, LD Prof-I, LD Prof-II, LD Prof-III, LD Prof-IV, LD Medic упакованы в пластиковые прозрачные сумочки. Такая упаковка не мнется и не ломается, удобна при выборе товара покупателем. Сумочка имеет европрорезь для удобства размещения на промопосле.

Little Doctor®


LD Prof-II

Педиатрический стетоскоп

- Двусторонняя головка из легкого металла с уменьшенными диафрагмой и колоколом
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Контактное резиновое кольцо
- Прочная Y-образная звукопроводящая трубка
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- Мягкие наконечники для ушей

Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей белого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■




LD Prof-III

Неонатальный стетоскоп

- Двусторонняя головка из легкого металла с уменьшенными диафрагмой и колоколом
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Прочная Y-образная звукопроводящая трубка
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- Мягкие наконечники для ушей

Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей белого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■




LD Prof-IV

Акушерский стетоскоп

- Конусообразная головка из легкого металла с пластиковым колоколом
- 2 звукопроводящие трубки из латекса
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- Пластиковые наконечники для ушей

Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей белого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■



Little Doctor®


LD Prof Plus

Стетоскоп для прослушивания тонов Короткова

- Большая диафрагма из легкого металла с пластиковой мембраной
- Прочная Y-образная звукопроводящая трубка
- Бинауральная металлическая трубка с наружной пружиной
- Мягкие наконечники для ушей

Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей белого цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



LD Medic

Стетоскоп для врачей и среднего медицинского персонала



- Двусторонняя головка из легкого металла с большой диафрагмой и колоколом
- Удобный поворотный механизм переключения диафрагма-колокол
- Контактные пластиковые насадки
- Прочная Y-образная звукопроводящая трубка
- Бинауральная металлическая трубка с внутренней пружиной
- Мягкие наконечники для ушей
- Именная табличка

Цветовое исполнение CHROME

- Хромированные металлические части
- Наконечники для ушей черного цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Цветовое исполнение BLACK MATT

- Металлические части с напылением матового черного цвета
- Наконечники для ушей черного цвета
- Варианты цветов звукопроводящих трубок: ■



Все модели стетоскопов LD зарегистрированы в Минздраве РФ и прошли токсикологические испытания.