

Little Doctor®



ТОЧНОСТЬ. УВЕРЕННОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ.



электронный
тонометр

LD30

LD30

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР

Удобный и компактный автоматический тонометр с индикатором нерегулярного ритма пульса и шкалой классификации артериального давления.



Интеллектуальный алгоритм FUZZY – учитывает индивидуальные особенности сердцебиения (пульсовой волны) для более точного измерения.



Режим часов – индикация даты и времени.



Два блока памяти по 60 ячеек в каждом (давление, пульс, дата и время) + среднее значение 3-х последних измерений.



Манжета увеличенного размера (25-36 см) с металлическим фиксирующим кольцом, не содержит латекса.

Бесплатная горячая линия для потребителей:

Россия 8-800-200-00-37, Украина 0-800-30-120-80, Беларусь 8-800-200-00-37

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

www.LittleDoctor.ru

Издание предназначено для медицинских и фармацевтических работников, для распространения на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и на иных подобных мероприятиях.