

Little Doctor®

Для дома и клиники.
Активируемый вдохом небулайзер.
Позволяет применять любые ингаляционные растворы.



В КОМПЛЕКТЕ
МАСКА
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ!

LD-210C

компрессорный
ингалятор



В КОМПЛЕКТЕ
МАСКА
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ!

LD-211C

компрессорный
ингалятор



Уровень шума, не более	65 дБ
Максимальное время непрерывной работы	20 минут
Остаточный объем ингаляционного раствора	0,5 мл
Объем резервуара для ингаляционного раствора	10 мл
Потребляемая мощность	60 Вт

Телефон бесплатной горячей линии: **8-800-200-00-37**
www.LittleDoctor.ru, www.МаленькийДоктор.рф

LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.
Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com

Издание предназначено для медицинских и фармацевтических работников, для распространения на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и на иных подобных мероприятиях.

Little Doctor®



Дышите свободно!

ИНГАЛЯТОРЫ СЕРИИ LD

С ТРЕМЯ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ В КОМПЛЕКТЕ



A для нижних отделов
дыхательных путей

B универсальный
распылитель

C для верхних отделов
дыхательных путей



3 РАСПЫЛИТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ

для разных отделов дыхательных путей

Little Doctor®

При ингаляционной терапии важно, чтобы лекарство попало именно в тот отдел органов дыхания, который нуждается в лечении. Для этого частицы аэрозоля должны быть соответствующего размера: покрупнее для носоглотки, более мелкие – для легких. Это позволяет добиться максимального эффекта от лечения и при этом не расходовать лекарство впустую.

Компрессорные ингаляторы LD комплектуются 3 видами распылителей для лечения заболеваний дыхательных путей: распылитель А – преимущественно для нижних отделов (например: бронхит и бронхиальная астма), распылитель С – преимущественно для верхних отделов (например: синусит, ларингит, трахеит, ОРВИ), распылитель В – универсальный. При выборе распылителя проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

РАСПЫЛИТЕЛЬ



Предназначен для ингалирования преимущественно верхних отделов дыхательных путей.

MMAD 5,0 мкм
Производительность 0,5 мл/мин

РАСПЫЛИТЕЛЬ



Универсальный распылитель для всех отделов дыхательных путей.

MMAD 4,0 мкм
Производительность 0,4 мл/мин

РАСПЫЛИТЕЛЬ



Предназначен для ингалирования преимущественно нижних отделов дыхательных путей.

MMAD 3,5 мкм
Производительность 0,3 мл/мин

Выбор типа распылителя должен делать только лечащий врач. Для того, чтобы определить какой распылитель необходим, ниже приведены графики дифференциального распределения частиц для каждого типа.

